



## FFP2 Schutzmasken – Deutsche Produktion

**NEU:** neuartiges und formoptimiertes Design sorgt für mehr Passgenauigkeit.  
„Deutsche“ Produktion – Dekra zertifiziert

- Elastische, latexfreie Bänderung erlaubt leichtes An-und Ablegen
- PE-Beutel 50 Stück
- Schutz gegen feste und flüssige, gesundheitsschädliche Partikel und Viren
- Wechselintervall: in Abhängigkeit vom Einatemwiderstand und persönlichem Wohlbefinden



Maske entfalten und Ohrbänder ausklappen.



Maske öffnen und an den Ohrbändern vor das Gesicht halten.



Maske unter dem Kinn ansetzen und Ohrbänder hinter den Ohren fixieren.



Maske positionieren und Nasenbügel anpassen. Dichtigkeit prüfen

### Eigenschaften:

- FFP2 – Limit übertroffen, durch Filtration feiner Partikel/Tröpfchen/Aerosole > 98 %
- Inhalationswiderstand < 170 Pa
- Ausatemwiderstand < 290 Pa
- Viren- Selbst- Schutz vor COVID 19 (SARS-CoV-2)

### Limits – nach Test-Spezifikation EN 149-2001

- FFP1 > 80 % Filtration; Inh.-Wid. 210 Pa; Exh.-Wid. 300 Pa
- FFP2 > 94 % Filtration; Inh.-Wid. 240 Pa; Exh.-Wid. 300 Pa
- FFP3 > 99 % Filtration; Inh.-Wid. 300 Pa; Exh.-Wid. 300 Pa

Menge ab:	Preis/St.:	Bestellmenge:
100 St.	EUR 2,95	
500 St.	EUR 2,45	
1.000 St.	EUR 2,35	
2.500 St.	EUR 2,30	
5.000 St.	EUR 2,15	
10.000 St.	EUR 1,95	
Mehr auf Anfrage		Datum:
		Unterschrift:

Zuzüglich Versandkosten, zuzüglich Mehrwertsteuer  
Liefertermin: sofort ab Lager  
Zahlung: Vorkasse